

# CYCLING PRO

## ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 270 PROGRAMMI

DISPOSITIVO DEDICATO AI CICLISTI CHE VOGLIONO STARE BENE E SENTIRSI IN FORMA DURANTE LA LORO ATTIVITÀ IN BICICLETTA. I PROGRAMMI SPECIFICI PER IL CICLISMO SONO SUDDIVISI IN MACROAREE: PREPARAZIONE FISICA, PREVENZIONE, DOLORE-INFORTUNI E RECUPERO.

58 FITNESS | 53 SPORT | 46 SPECIALE CICLISMO | 36 BELLEZZA | 23 MICROCORRENTI

18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 13 G-PULSE | 12 TENS E DOLORE | 7 ACTION NOW | 3 REHAB | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450µs \*

#### Intensità

0-120mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

mm 100x160x35


#### Peso

gr 454

\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore CYCLING PRO
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE  
0476



TENS



MENS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



AUTO STIM



MULTI USER



PROGRAMMABILE



STIM LOCK



FUNZIONE 2+2



MY TRAINER



SYNCR0 STIM



WORK TIME



BATTERIA RICARICABILE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# CYCLING PRO

## ELETTROTERAPIA 4 CANALI | 270 PROGRAMMI

### ELENCO PROGRAMMI

#### SPORT

Capillarizzazione

Riscaldamento

Riscaldamento pre-gara

Recupero attivo

Forza massimale

Forza resistente

Forza esplosiva

Reattività

Resistenza aerobica

Recupero post-gara

Decontratturante

Ipertrofia

#### FITNESS

Rassodamento

Rassodamento Bio-Pulse

Modellamento

Modellamento Bio-Pulse

Tonificazione

Aumento massa

Body sculpting

Definizione

Jogging

Fitness anaerobico

Fitness aerobico

Prevenzione crampi

#### BELLEZZA

Drenaggio

Drenaggio Bio-Pulse

Lipolisi

Lipolisi post-parto

Massaggio tonificante

Massaggio connettivale

Braccia gonfie

Capillarizzazione viso

Miglioramento tono pelle

Drenaggio post-parto

Rassodamento post-parto

Rassodamento seno

Modellamento seno

Effetto lifting

#### REHAB

Atrofia quadricipite

Recupero post intervento LCA

Prevenzione sublussazione spalla

#### RUGHE - PELLE G-PULSE

Microlifting seno

Microlifting décolleté

Microlifting viso

Elasticità pelle

Inestetismi cellulite

Collagene Bioskin

Rughe

Rughe occhi

Rughe di espressione

Smagliature

Rinforzo unghie

Bio peeling

Ematoma

#### TENS E DOLORE

Tens antalgica convenzionale

Tens antalgica modulata

Tens endorfinica

Dolori mestruali

Dolore cronico

Dolore cervicale

Dolore muscolare

Dolore ginocchio

Dolore spalla (sindrome scapolo-omeroale)

Lombalgia cronica

Borsiti-tendiniti

Osteoartrite

#### MICROCORRENTI

Epicondilite

Periartrite scapolo-omeroale

Ripristino muscolare

Contusione

Edema

Ulcera pelle

Sciatalgia

Lombalgia

Nevralgia brachiale

Dolore acuto

Dolore articolare

Torcicollo

Colpo di frusta

Spondilosi cervicale

Distorsione spalla

Distorsione ginocchio

Tunnel carpale

Osteoartrite

Distorsione caviglia

Infiammazione tendine d'Achille

Infiammazione tendine rotuleo

Infiammazione cuffia rotatori

Infiammazione tendinea

#### IONOFRESI

#### SPORT SPECIALI

##### - PREPARAZIONE FISICA BIKE DA STRADA

Capillarizzazione

Forza

Forza resistente

Resistenza aerobica

Agonista-antagonista

Speciale sprint

##### - PREPARAZIONE FISICA MOUNTAIN BIKE

Capillarizzazione

Forza

Forza resistente

Resistenza aerobica

Agonista-antagonista

Forza esplosiva

Resistenza alla forza veloce

Fartlek

##### - PREVENZIONE

Mal di schiena

Ginocchio

##### - DOLORE / INFORTUNI

Infiammazione al ginocchio

Mal di schiena

Cervicalgia

Contratture muscolari

##### - RECUPERO

Decontratturante

Defaticamento post training

#### SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista di programmi "3S" include 18 combinazioni di parametri. I programmi "3S" si caratterizzano per un ritardo di attivazione dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2. La Serial Sequential Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena cinetica grazie ai tempi di attivazione differenziati dei distretti muscolari interessati.

#### ACTION NOW

La lista di programmi "Action Now" include 7 combinazioni di parametri. Tale modalità viene consigliata soprattutto in ambito sportivo o per la preparazione atletica dove si vuole sommare la contrazione muscolare indotta da uno stimolatore ad un lavoro svolto con sovraccarichi sia in forma dinamica che isometrica.