

SWING PRO

ELETTROTERAPIA 4 CANALI | 400 PROGRAMMI

IDEALE PER IL GOLFISTA SIA PROFESSIONALE CHE AMATORIALE.

84 ACTION NOW | 60 BELLEZZA | 58 FITNESS | 53 SPORT | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 36 SPORT SPECIALI
23 MICROCORRENTI | 13 RUGHE-PELLE | 12 TENS E DOLORE | 3 REHAB | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

mm 100x160x35


Peso

gr 454

* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore SWING PRO
- 1 Manipolo G-Trode
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE
0476



TENS



MENS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



AUTO STIM



MULTI USER



PROGRAMMABILE



STIM LOCK



FUNZIONE 2+2



MY TRAINER



SYNCHRO STIM



WORK TIME



BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

SWING PRO

ELETTROTERAPIA 4 CANALI | 400 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SPORT

| |
|------------------------|
| Capillarizzazione |
| Riscaldamento |
| Riscaldamento pre-gara |
| Recupero attivo |
| Forza massimale |
| Forza resistente |
| Forza esplosiva |
| Reattività |
| Resistenza aerobica |
| Recupero post-gara |
| Decontratturante |
| Ipertrofia |

FITNESS

| |
|------------------------|
| Rassodamento |
| Rassodamento Bio-Pulse |
| Modellamento |
| Modellamento Bio-Pulse |
| Tonificazione |
| Aumento massa |
| Body sculpting |
| Definizione |
| Jogging |
| Fitness anaerobico |
| Fitness aerobico |
| Prevenzione crampi |

BELLEZZA

| |
|---------------------------|
| Drenaggio |
| Drenaggio Bio-Pulse |
| Lipolisi |
| Lipolisi post-parto |
| Massaggio relax Bio-Pulse |
| Massaggio energetico |
| Massaggio tonificante |
| Massaggio connettivale |
| Braccia gonfie |
| Capillarizzazione viso |
| Miglioramento tono pelle |
| Drenaggio post-parto |
| Rassodamento post-parto |
| Rassodamento seno |
| Modellamento seno |
| Effetto lifting |
| Definizione |

RUGHE - PELLE G-PULSE

| |
|------------------------|
| Microlifting seno |
| Microlifting décolleté |
| Microlifting viso |
| Elasticità pelle |
| Inestetismi cellulite |
| Collagene Bioskin |
| Rughe |
| Rughe occhi |
| Rughe di espressione |
| Smagliature |
| Rinforzo unghie |
| Bio peeling |
| Ematoma |

REHAB

| |
|----------------------------------|
| Atrofia quadricipite |
| Recupero post intervento LCA |
| Prevenzione sublussazione spalla |

TENS E DOLORE

| |
|--|
| Tens antalgica convenzionale |
| Tens antalgica modulata |
| Tens endorfinica |
| Dolori mestruali |
| Dolore cronico |
| Dolore cervicale |
| Dolore muscolare |
| Dolore ginocchio |
| Dolore spalla (sindrome scapolo-omerale) |
| Lombalgia cronica |
| Borsiti-tendiniti |
| Osteoartrite |

MICROCORRENTI

| |
|---------------------------------|
| Epicondilite |
| Periartrite scapolo-omerale |
| Ripristino muscolare |
| Contusione |
| Edema |
| Ulcera pelle |
| Sciatalgia |
| Lombalgia |
| Nevralgia brachiale |
| Dolore acuto |
| Dolore articolare |
| Torcicollo |
| Colpo di frusta |
| Spondilosi cervicale |
| Distorsione spalla |
| Distorsione ginocchio |
| Tunnel carpale |
| Osteoartrite |
| Distorsione caviglia |
| Infiammazione tendine d'Achille |
| Infiammazione tendine rotuleo |
| Infiammazione cuffia rotatori |
| Infiammazione tendinea |

INCONTINENZA

| |
|------------------------|
| Incontinenza mista |
| Incontinenza da stress |
| Incontinenza URGE |

IONOFRESI

SPORT SPECIALI

- GOLF

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista di programmi "3S" include 54 combinazioni di parametri. I programmi "3S" si caratterizzano per un ritardo di attivazione dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2. La Serial Sequential Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena cinetica grazie ai tempi di attivazione differenziati dei distretti muscolari interessati.

ACTION NOW

La lista di programmi "Action Now" include 84 combinazioni di parametri. Tale modalità viene consigliata soprattutto in ambito sportivo o per la preparazione atletica dove si vuole sommare la contrazione muscolare indotta da uno stimolatore ad un lavoro svolto con sovraccarichi sia in forma dinamica che isometrica.