

ULTRASOUNDVET 4000

ULTRASUONOTERAPIA

LA TERAPIA CON ULTRASOUNDVET 4000 È EFFICACE NEL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE TENDINEE, MUSCOLARI E LEGAMENTOSE DEL CANE, DEL GATTO E DEL CAVALLO. È ALTRESÌ UTILIZZATA IN PRESENZA DI ADERENZE CICATRIZIALI E RIGIDITÀ ARTICOLARE. QUESTA TERAPIA FISICA STRUMENTALE FORNISCE UNA STIMOLAZIONE MECCANICA TERMICA E ATERMICA PER FAVORIRE LA GUARIGIONE DEI TESSUTI DANNEGGIATI DEI MUSCOLI, TENDINI, CAPSULE ARTICOLARI, LEGAMENTI E OSSA.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

Uscite

1 con manipolo di Ø mm 42

Frequenza

1MHz e 3MHz

Potenza

3W/cm², ±20%

Duty Cycle

Da 10% a 100% a step di 10%

Emissione

Continua e pulsata

Modalità

A contatto diretto e a immersione

Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria (opzionale)

Dimensioni


mm 170x220x60

Peso

gr 1370

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo ULTRASOUNDVET 4000
- 1 Manipolo Ø mm 42 - IP 68
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



PROGRAMMABILE



ALIMENTAZIONE A RETE

ULTRASOUNDVET 4000

UTRASUONOTERAPIA

Rev. It_03_2021

ELENCO PROGRAMMI

CANE

Osteoartrite cronica

Osteoartrite riacutizzata

Tendinite superficiale Fase 1

Tendinite superficiale Fase 2

Tendinite profonda Fase 1

Tendinite profonda Fase 2

Borsite

Aderenze cicatriziali

Contratture muscolari

GATTO

Osteoartrite cronica

Osteoartrite riacutizzata

Aderenze cicatriziali

Contratture muscolari

CAVALLO

Osteoartrite cronica

Osteoartrite riacutizzata

Tendinite superficiale Fase 1

Tendinite superficiale Fase 2

Tendinite profonda Fase 1

Tendinite profonda Fase 2

Borsite

Aderenze cicatriziali

Contratture muscolari